

LINHA - GLASS


Lâminas de Controle de Qualidade

As Lâminas de Controle de Qualidade são aplicadas para controle positivo e negativo dos microrganismos relacionados, auxiliando os laboratórios a avaliarem novos lotes. Cortes de tecido do paciente e do controle contendo características conhecidas são colocados nas mesmas lâminas para agilizar a análise.

Essa praticidade dos programas de controle interno permite ao laboratório simplificar a rotina, ganhar mais agilidade e reduzir custos e tempo envolvidos nos testes e registros para garantir a qualidade dos controles e evidenciar em auditorias.

Características:

- 1. Os slides de controle são como círculo, onde o paciente e o controle podem ser colocados e identificar facilmente;
- 2. Feito de vidro super branco;
- 3. Slides podem ser carregados;
- 4. Lâminas de controle personalizadas estão disponíveis para diferentes aplicações como histologia, micobacteriologia, parasitologia, micologia, e/ou bacteriologia.



Dados Técnicos Principais:

- Vidro super branco;
- Extremidade pintada, revestida na cor branca e borda lapidada;
- Adequado para marcação em impressora para transferência térmica;
- Resistente a corrosão química e altas temperaturas;
- Os cantos da lâmina são cortados em um ângulo de 45º. Esse tipo de corte é comumente usado para evitar ferimentos durante o manuseio e facilitar a colocação das lâminas nos suportes ou porta-lâminas;
- Dimensões: 25x75 mm;
- Espessura: 1,0~1,2 mm;
- Caixas com 50 unidades.

Embalagem:

- 50 Unidades de Lâminas de Controle de Qualidade.



